

hawo

Seal**LINK** | smartes Vernetzungssystem

# EINFACH INTELLIGENT VERPACKEN



## SMARTES VERNETZUNGSSYSTEM

Das **innovative Vernetzungssystem** SealLINK bringt den Verpackungsprozess von Medizinprodukten auf ein neues, noch effizienteres Niveau.


Durch die direkte Interaktion einer mit SealLINK-Software ausgestatteten hawo Siegelmaschine mit unserer hm 8000 AS-V Beutelproduktionsmaschine wird eine automatische und maßgeschneiderte Beutelherstellung mit nur einem einzigen Scan ermöglicht. Dank der lernfähigen SealLINK-Technologie gehören zu kurze oder zu lange Beutel der Vergangenheit an. Mit jedem neuen, mittels Datamatrix Reader erfassten Instrument, wird der Prozess weiter optimiert.



SealLINK  
READY

folgende Modelle sind mit SealLink kompatibel:


**hm 950 DC-V** NanoPak  
**hm 4000 DC-VI**  
**hm 5000 DC-VI** PrintPak




Code des Instruments mit Datamatrix Reader erfassen.



SealLINK ordnet automatisch die passende Beutellänge zu und speichert sie.



Beim nächsten Scan produziert hm 8000 AS-V direkt den passenden Beutel.



Instrument einlegen und versiegeln. Fertig!



Individuell angepasste Beutel bis max. 2.500 mm Länge.

SealLINK vereint Arbeitserleichterung, Prozessoptimierung und Materialeinsparung in einem einzigen System:

**Einmal scannen, einmal Daten hinterlegen, für immer die richtige Beutelgröße.**