

hawo

Seal**LINK** | smartes Vernetzungssystem

EINFACH INTELLIGENT VERPACKEN



SMARTES VERNETZUNGSSYSTEM


Das **innovative Vernetzungssystem** SealLINK bringt den Verpackungsprozess von Medizinprodukten auf ein neues, noch effizienteres Niveau.

Durch die direkte Interaktion einer mit SealLINK-Software ausgestatteten hawo Siegelmaschine mit unserer hm 8000 AS-V Beutelproduktionsmaschine wird eine automatische und maßgeschneiderte Beutelherstellung mit nur einem einzigen Scan ermöglicht. Dank der lernfähigen SealLINK-Technologie gehören zu kurze oder zu lange Beutel der Vergangenheit an. Mit jedem neuen, mittels Datamatrix Reader erfassten Instrument, wird der Prozess weiter optimiert.



folgende Modelle sind mit SealLINK kompatibel:


hd 650 DET-V EcoPak 06
hd 650 DCT-V EcoPak 07
hm 950 DC-V NanoPak
hm 4000 DC-VI
hm 5000 DC-VI PrintPak




Code des Instruments mit dem Datamatrix Reader erfassen.



SealLINK ordnet automatisch die passende Beutellänge zu und speichert sie.



Beim nächsten Scan produziert die hm 8000 AS-V direkt den passenden Beutel.



Instrument einlegen, versiegeln und fertig!



Individuell angepasste Beutel bis max. 2.500 mm Länge.

SealLINK vereint Arbeitserleichterung, Prozessoptimierung und Materialeinsparung in einem einzigen System:

Einmal scannen, einmal Daten hinterlegen, für immer die richtige Beutelgröße.